



P090VL80

P090VL81

STERILE R

PIASTRA DI PETRI



P090VL80

P090VL81

STERILE R



IVD

STERILE R



Materiale:

Polistirene

Modello:

90 x 14 mm

Packaging standard:

Sacchetto da **24** pz

Cartone da **600** pz

∅ Esterno fondo:	89,14 mm
∅ Interno fondo:	86,40 mm
Altezza fondo:	13,80 mm
∅ Esterno coperchio:	92,90 mm
∅ Interno coperchio:	90,70 mm
Altezza coperchio:	7,00 mm
Altezza assemblata:	14,80 mm
Peso complessivo:	13,70 g



Ventilazione

Queste piastre ventilate presentano **8** tacche, di cui **4** funzionali al passaggio dell'aria e **4** aggiuntive per garantire la massima stabilità del coperchio.



Stabilità

Per garantire la massima stabilità delle piastre una volta impilate sono state adottate alcune migliorie, tra le quali:

- Spessore della plastica **aumentato** per una maggiore resistenza alla deformazione sotto stress termico e meccanico
- **4 distanziatori** che aiutano a centrare piastra e coperchio
- **Anelli maggiorati** sul bordo del coperchio e sul fondo della piastra per migliorarne ulteriormente la stabilità

Possibilità di ricevere il prodotto sterile in triplo sacco, in conformità agli standard di produzione farmaceutici, ref. P090VL81TS.



anicrin srl

Via Moglianese, 44/L
30037 Scorzé (VE) Italy

Tel.: + 39 041 445 660

info@anicrin.com
www.anicrin.com

A brand of:
i'M